

<b>Bareiss V-Test II</b>	Artikel-Nr.	Basic	Basic-Verlauf	Automat
<b>Prüfständer (wahlweise)</b>				
Prüfständer Z-Achse manuell	vm20000-1	●	●	●
Prüfständer Z-Achse motorisch (in Verbind. mit Autofocus)	vm20000-2			○
<b>Vickers Kleinkraft (wahlweise)</b>				
Belastungsarm Vickers HV 0,1/0,2/0,3/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0	vm22007	○	○	○
Eindringkörper Vickers 136° mit DKD Kalibrierschein	k18-00154	○	○	○
<b>Vickers Microhärte (wahlweise)</b>				
Belastungsarm Vickers Micro HV 0,01/0,02/0,05/0,1/0,2/0,3/0,5/1,0/2,0	vm22006	○	○	○
Eindringkörper Vickers 136° mit DKD Kalibrierschein	k18-00154	○	○	○
<b>Tisch (wahlweise)</b>				
Tisch X manuell	vm20010-1	●	●	
Tisch X-Y manuell	k13-01050	○	●	
Tisch X-Y motorisch	k58-00030			●
Messschraube analog	k47-00501	●	●	
Messschraube digital	vk10062		●	
Schraubstock inkl. Spannbacken	vm20005	○	○	○
Probenaufnahme für Rundprobe, versch. Ausführungen Ø40-50 mm	vm20016-0	○	○	○
Kamera + Optik	vk22006	●	●	●
Mikroobjektiv 20 fach mit Beleuchtung	vk22007	●	●	●
Software "Basic" CD+Dongle	k58-00028	●	●	
Aufrüsten von Software Basic (incl. Video+Verlauf) auf Software Automat	auf Anfrage			
Software "Automat" CD+Dongle - manuelle Ausmessung -	k58-00020			●
Option "Video"	k58-00029	●	●	
Option "Verlauf"	k58-00031		●	
Option "Automatische Auswertung"	k58-00023	○	○	○
Option "Automatischer Focus" (in Verb. mit motor. Z-Achse) <i>Umbau</i>	k58-00024			○
Option "MultiSampling"	k58-00021			○
Option "Scanning"	k58-00022			○
Option "Quick Link" (in Verbindung mit Scanning)	k58-00027			○
Option "Graf. Editor"	k58-00026			○

● Grundausrüstung ○ wahlweise

**Ausstattung ist modular wählbar**